Московский физико-технический институт

Лабораторная работа 5.2.1

Эффект Франка-Герца

Бертол Наталия Б01-005

Долгопрудный, 2022 г

Цель работы

В данной работе проводится измерение энергии первого уровня атома гелия методом электронного возбуждения в динамическом и статическом режимах.

Теоретическая часть

Разреженный одноатомный газ (в нашем случае – гелий) заполняет трёхэлектродную лампу. Электроны, испускаемые разогретым катодом, ускоряются в постоянном электрическом поле, созданным между катодом и сетчатым анодом лампы. Передвигаясь от катода к аноду, электроны сталкиваются с атомами гелия. Если энергия электрона, налетающего на атом, недостаточна для того, чтобы перевести его в возбуждённое состояние (или ионизовать), то возможны только упругие соударения, при которых электроны почти не теряют энергии, так как их масса в тысячи раз меньше массы атомов.

По мере увеличения разности потенциалов между анодом и катодом энергия электронов увеличивается и, в конце концов, оказывается достаточной для возбуждения атомов. При таких — неупругих — столкновениях кинетическая энергия налетающего электрона передаётся одному из атомных электронов, вызывая его переход на свободный энергетический уровень (возбуждение) или совсем отрывая его от атома (ионизация).

При увеличении потенциала анода ток в лампе вначале растёт, подобно тому как это происходит в вакуумном диоде (рис. 2). Однако, когда энергия электронов становится достаточной для возбуждения атомов, ток коллектора резко уменьшается. Это происходит потому, что при неупругих соударениях с атомами электроны почти полностью теряют свою энергию и не могут преодолеть задерживающего потенциала между анодом и коллектором. При дальнейшем увеличении потенциала анода ток коллектора вновь возрастает: электроны, испытавшие неупругие соударения, при дальнейшем движении к аноду успевают набрать энергию, достаточную для преодоления задерживающего

Рис. 1: Характер зависимости I(U)

Кинетическая энергия

электрона 1 уровня равна:

потенциала.

$$E = \overline{e}\Delta V$$
 эВ

где ΔV – разность между двумя пиками.

Оборудование

Схема экспериментальной установки отображена на рис. 2 и 3.




Рис. 2: Принципиальная схема установки




Рис. 3: Блок-схема экспериментальной установки

Результаты измерений и обработка данных

По результатам, полученным на экране осциллографа (рис. 4, 5, 6) получим

| <i>V</i> ₃ , B | Δ <i>V</i> , B | Е, эВ |
|---------------------------|----------------|--------|
| 4 | 14 ± 2 | 14 ± 2 |
| 6 | 17 ± 2 | 17 ± 2 |
| 8 | 17 ± 2 | 17 ± 2 |

где $E = 16 \pm 3 э B$




Рис. 4: Результат для V3 = 4 В



Рис. 5: Результат для V3 = 6 В





Рис. 6: Результат для V3 = 8 В

Оценка погрешностей

В случае динамического метода, учитываются как случайные так и систематические погрешности.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum (x - \langle x \rangle)^2}$$



значение энергиии 1 уровня: E = 20.3 эВ.

Вывод

В ходе работы был воспроизведён опыт Франка-Герца, подтверждающий наличие дискретных уровней возбуждения атомов. Вольт-амперная характеристика трёхэлектродной вакуумной лампы была измерена двумя способами - динамическим и статическим.